

МОЯ КАРТА ЛЕЧЕНИЯ

Моё лечение Valeda

Вам назначено лечение системой Valeda Light Delivery System, так как у вас диагностирована сухая возрастная дегенерация жёлтого пятна (ВДЖП). Пожалуйста, сохраните этот листок и приносите его с собой на каждый сеанс.

Руководства
для пациентов

9

ПРОЦЕДУР
ЗА КУРС

3–5

НЕДЕЛЬ
НА КУРС

<5

МИНУТ
НА ГЛАЗ

4

МЕСЯЦА МЕЖДУ
КУРСАМИ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕРАПИЯ VALEDA?

О ЗАБОЛЕВАНИИ

ВДЖП — прогрессирующее заболевание сетчатки и ведущая причина потери зрения у людей старше 65 лет. Полного излечения не существует. Лечение Valeda помогает сохранить и улучшить зрение.

- Сухая форма — **85–90%** всех случаев ВДЖП
- Влажная форма — **10–15%** всех случаев ВДЖП

КАК РАБОТАЕТ VALEDA

Valeda использует **фотобиомодуляцию (ФБМ)** — определённые длины волн низкоинтенсивного светового излучения — для стимуляции выработки энергии клетками глаза.

Примерно через 2 года лечение улучшает среднюю остроту зрения на **одну строку по шкале ETDRS** по сравнению с нелечёными пациентами.

ДО · ВО ВРЕМЯ · ПОСЛЕ

ПОДГОТОВКА Снимите очки или линзы. Капли, уколы и лекарства не нужны.

ВО ВРЕМЯ Вы удобно сидите перед устройством. Менее 5 минут на каждый глаз. Боли и дискомфорта нет.

ПОСЛЕ Возможен короткий послеобраз — проходит за 15–30 секунд. Обычная активность разрешена сразу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Фоточувствительность к жёлтому, красному или ближнему ИК-излучению
- Светоактивированные расстройства ЦНС (эпилепсия, мигрень)
- Применение фотосенсибилизирующих препаратов в течение последних 30 дней (590, 660 и/или 850 нм)

Сообщите врачу обо всех принимаемых препаратах перед началом курса.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ VALEDA

Система применяется при остроте зрения с коррекцией **20/32 – 20/70** и сухой ВДЖП:

- Наличие ≥ 3 средних друз (>63 и ≤ 125 мкм), крупных друз (>125 мкм) или нецентральной географической атрофии
- Отсутствие неоваскулярной макулопатии или центрально-захватывающей географической атрофии

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕНИИ

ПОДГОТОВКА

Специальной подготовки не требуется. Снимите очки или линзы. Капли, медикаменты и уколы не используются. Дискомфорта во время и после процедуры нет.

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

В клинических испытаниях нежелательных явлений не выявлено. Система одобрена FDA и отпускается только по рецепту. Производитель: LumiThera, Inc.